


Trkb Coelho Pab Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q16620

Número do item: CM0020768



introdução

TrkB Coelho pAb é um anticorpo policlonal produzido contra TrkB humano (aa 32-430). Validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa em neurobiologia e sinalização de receptores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TrkB Coelho pAb
Observações/Alias	OBHD; TRKB; DEE58; trk-B; EIEE58; GP145-TrkB; TrkB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4915
GeneID	4915
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16620
Peso da Proteína	92 kDa
Envio	Saco de gelo