


Anticorpo Policlonal De Coelho Trmt112 Para Wb, Elisa - Q9Ui30

Número do item: CM0014873



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TRMT112 humano, uma subunidade de metiltransferase multifuncional envolvida na metilação de rRNA, tRNA e proteínas. Validado para WB e ELISA, reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa epigenética e de tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRMT112 pAb de Coelho
Observações/Apelido	TRM112; HSPC152; HSPC170; hTrm112; TRMT11-2; TRMT112
Espécie	Humano
GeneID (humano)	51504
GeneID	51504
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-125 do TRMT112 humano (NP_057488.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Ui30
Peso Proteico	14kDa
Envio	Bolsa de Gelo