

Trub1 Rabbit Pab - Q8Wwh5

Número do item: CM0022368



introdução

TRUB1 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal para Western Blot (WB) e ELISA, que detecta TRUB1 humano, de camundongo e de rato, uma pseudouridilato sintase envolvida na pseudouridilação de mRNA e tRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	TRUB1 Rabbit pAb
Observações/Alias	PUS4; TRUB1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	142940
GeneID	142940
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-280 do TRUB1 humano (NP_631908.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q8WWH5
Peso da proteína	37 kDa
Transporte	Bolsa de gelo