


Anticorpo Monoclonal De Coelho Tsfm Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P43897

Número do item: CM0003934



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho TSFM para detecção do fator de alongamento mitocondrial Ts em WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Adequado para pesquisa de tradução mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TSFM mAb de Coelho
Observações/Apelido	EFTS; EFTSMT; TSFM
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10102
GeneID	10102
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do TSFM humano (P43897).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P43897
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Saco com gelo