

Tsg101/Vps23 Mab De Coelho Para Wb, Elisa - Q99816

Número do item: CM0010778



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade contra TSG101 (subunidade do complexo ESCRT-I), validado para WB e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas de tráfego vesicular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TSG101/VP523 mAb de Coelho
Observações/Apelido	TSG10; VPS23
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7251
GeneID	7251
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99816
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco com gelo