


Tspan15 Pab De Coelho Para Wb E Elisa - 095858

Número do item: CM0013763



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a Tetraspanina-15 (TSPAN15), validado para WB e ELISA. Adequado para amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudar o tráfego de ADAM10, sinalização Notch e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TSPAN15 pAb de Coelho
Observações/Apelido	NET7; NET-7; TM4SF15; 2700063A19Rik; TSPAN15
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23555
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 110-220 da TSPAN15 humana (NP_036471.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	095858
Peso da Proteína	33kDa
Envio	Saco com gelo