


Anticorpo Policlonal Coelho Tsr1 Para Wb - Q2NL82

Número do item: CM0025899



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao TSR1 humano, adequado para WB e ELISA. Detecta TSR1 endógeno em amostras humanas e de camundongo; ferramenta essencial para pesquisa de biogênese do ribossomo. Envio: Saco de gelo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TSR1 Coelho pAb
Observações/Apêndice	TSR1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55720
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 455-804 do TSR1 humano (NP_060598.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q2NL82
Peso Proteico	92kDa
Envio	Saco de gelo