

Pab De Coelho Anti-Ttk - Ttk

Número do item: CM0019887

introdução

O pAb de coelho anti-TTK é um anticorpo policlonal produzido contra um fragmento recombinante da proteína TTK humana. Adequado para aplicações de WB e ELISA, apresenta reatividade cruzada com amostras humanas, de camundongo e de rato, com uma banda esperada de 96-97 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-TTK
Sinônimos	ESK; PYT; CT96; MPH1; MPS1; MPS1L1; TTK
Espécie	Humana
ID do gene	7272
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 536-789 da TTK humana (NP_003309.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
Peso da proteína	96 kDa/97 kDa
Envio	Bolsa de gelo