

Tusc2 Coelho De Pab - 075896

Número do item: CM0030646

introdução

Anticorpo policlonal de coelho (pAb) TUSC2 direcionado à proteína supressora de tumor candidata 2 (FUS1). Adequado para aplicações de Western blot, imuno-histoquímica e ELISA com reatividade cruzada para espécies humanas, de camundongo e de rato. Uma ferramenta confiável para pesquisas de biologia do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TUSC2 Coelho pAb
Observações/Apelido	PAP; FUS1; PDAP2; C3orf11; TUSC2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11334
GeneID	11334
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-110 do TUSC2 humano (NP_009206.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	075896
Peso da Proteína	12kDa
Envio	Saco com gelo