

Anticorpo Policlonal De Coelho Twist2 Para Wb, Elisa - Q8Wvj9

Número do item: CM0027582

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TWIST2 humano (bHLHa39, Dermo-1), validado para WB e ELISA, reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de regulação transcricional, osteogênese e respostas inflamatórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho TWIST2
Observações/Apelido	AMS; FFDD3; BBRSAY; DERM01; SETLSS; bHLHa39; TWIST2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	117581
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do TWIST2 humano (NP_476527.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q8WVJ9
Peso Proteico	18kDa
Envio	Saco de gelo