

Anticorpo Policlonal De Coelho Tyro3 Para Wb, Elisa - Q06418

Número do item: CM0017384



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Tyro3 validado para WB e ELISA. Detecta Tyro3 humano, reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar sinalização mediada por Tyro3, neuroproteção e mecanismos de entrada viral em aplicações de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Tyro3
Observações/Apelido	BYK; Dtk; RSE; Rek; Sky; Tif; Etk-2; Tyro3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7301
ID do Gene	7301
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 290-430 do Tyro3 humano (NP_006284.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q06418
Peso Proteico	97kDa
Remessa	Saco de gelo