

Anticorpo De Coelho Ube2D1 Pab Para Wb, Ihc-P, Elisa - P51668

Número do item: CM0024097



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra UBE2D1 (UBCH5/UBC4/5) para Western blot, IHC-P e ELISA. Reconhece proteínas humanas, de camundongo e rato. Útil para estudar vias de conjugação de ubiquitina e degradação proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo de Coelho UBE2D1 pAb
Observações/Apelido	SFT; UBCH5; UBC4/5; UBCH5A; E2(17)KB1; UBE2D1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7321
ID do Gene	7321
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-147 do UBE2D1 humano (NP_003329.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51668
Peso Proteico	17kDa
Envio	Bolsa de Gelo