


Anticorpo Policlonal De Coelho Ube2F Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q969M7

Número do item: CM0025491



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o UBE2F (enzima conjugadora de NEDD8 2). Validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Adequado para estudar vias de neddylation e modificação de cullin.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UBE2F pAb de Coelho
Observações/Apelido	NCE2; UBE2F
Espécie	Humano
GeneID	140739
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-185 do UBE2F humano (NP_542409.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q969M7
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Saco com gelo