


Anticorpo Monoclonal De Coelho Contra Ube2l Para Wb, Ihc-P, Elisa - P63279

Número do item: CM0008970



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho confiável contra UBE2L (UBC9) para Western blot, IHC-P e ELISA. Detecta a enzima conjugadora de SUMO UBC9 humana, murina e de rato, um regulador essencial da sumoilação, da arquitetura nuclear e da segregação cromossômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UBE2L Rabbit mAb
Observações/Alias	P18; UBC9; C358B7.1; UBE2L
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	7329
GeneID	7329
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência localizada entre os aminoácidos 1-100 da UBE2L humana (P63279)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P63279
Peso da Proteína	18 kDa
Envio	Bolsa de gelo