


Anticorpo Policlonal De Coelho Ube2I Para Wb - P63279

Número do item: CM0020692



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho contra UBE2I (UBC9) é validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Explore a SUMOilação e a segregação cromossômica com alta especificidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho UBE2I
Observações/Apelido	P18; UBC9; C358B7.1; UBE2I
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7329
GeneID	7329
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-158 do UBE2I humano (NP_003336.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P63279
Peso Proteico	18kDa
Envio	Saco de gelo