


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ube2W Para Wb, Elisa - Q96B02

Número do item: CM0022764



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho anti-UBE2W detecta UBE2W (UBC-16) humano e de camundongo, validado para Western blot e ELISA. UBE2W é uma enzima E2 conjugadora de ubiquitina envolvida na monoubiquitinação N-terminal e no reparo do DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	UBE2W Rabbit pAb
Observações/alias	UBC16; UBC-16; UBE2W
Espécie	Humano
GeneID (humano)	55284
GeneID	55284
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-110 de UBE2W humano (NP_001001481.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	Q96B02
Peso da proteína	17 kDa
Envio	Gelo reutilizável