


Ube3A Pab De Coelho - Q05086

Número do item: CM0024656



introdução

Anticorpo policlonal de coelho UBE3A validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; detecta uma banda de 101 kDa; apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para o estudo de ubiquitinação, ritmos circadianos, plasticidade sináptica e oncogênese viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UBE3A Pab de Coelho
Observações/Apelidos	AS; ANCR; PIX1; E6-AP; HPVE6A; EPVE6AP; UBE3A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7337
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-590 da UBE3A humana (NP_570853.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q05086
Peso da Proteína	101kDa
Envio	Bolsa de gelo