

Anticorpo Policlonal De Coelho Ube4A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14139

Número do item: CM0028377



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra UBE4A humano (fator de conjugação de ubiquitina E4 A) para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Ideal para pesquisa da via da ubiquitina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UBE4A pAb de Coelho
Observações/Apelido	E4; UFD2; UBOX2; NEDHMS; UBE4A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9354
ID do Gene	9354
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 797-1066 do UBE4A humano (NP_001191006.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q14139
Peso Proteico	123kDa
Envio	Saco de gelo