

Ubiquitina Rabbit Pab - P0Cg47

Número do item: CM0015192



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ubiquitina para WB, IHC-P e ELISA. Reage com ubiquitina humana, de camundongo e de rato. Ideal para estudar a degradação proteassomal, o reparo do DNA e a transdução de sinais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Ubiquitina Rabbit pAb
Observações/alias	HEL-S-50; Ubiquitina
Espécie	Humana
GeneID (humano)	7314
GeneID	7314
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-228 da ubiquitina humana (NP_061828.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P0CG47
Peso da proteína	26 kDa
Envio	Bolsa de gelo