

Anticorpo Policlonal De Coelho Para Ubiquitina Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P0Cg47

Número do item: CM0022900



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho para Ubiquitina de alta qualidade, adequado para aplicações WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta ubiquitina em humanos, camundongos, ratos e outras espécies. Ideal para estudos de degradação de proteínas e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ubiquitina Rabbit pAb
Observações/Alias	HEL-S-50; Ubiquitina
GeneID (Humano)	7314
GeneID	7314
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-228 da Ubiquitina humana (NP_061828.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Faixa Prevista)
SWISS	P0CG47
Peso da Proteína	26kDa
Transporte	Bolsa de gelo