


Anticorpo Monoclonal De Coelho Uch37/Uchl5 Para Wb E Elisa - Q9Y5K5

Número do item: CM0007414



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra UCH37/UCHL5 humano, validado para WB e ELISA. Reconhece UCHL5 humano, de rato e camundongo, uma deubiquitinase associada ao proteassoma envolvida na degradação de proteínas e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho UCH37/UCHL5
Observações/Apelido	UCHL5; CGI-70; INO80R; UCH-L5; UCH37; ubiquitina C-terminal hidrolase L5; UCH37/UCHL5
Espécie	Humana
ID do Gene	51377
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-329 do UCH37/UCHL5 humano (NP_057068.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y5K5
Peso Proteico	36kDa/37kDa
Envio	Em saco de gelo