

Ucp3 Pab De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P55916

Número do item: CM0019577

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra UCP3 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para o estudo do metabolismo mitocondrial e do desacoplamento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	UCP3 pAb de coelho
Observações/Alias	SLC25A9; UCP3
Espécie	Humana
GeneID (humano)	7352
GeneID	7352
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-119 da UCP3 humana (NP_073714.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P55916
Peso da proteína	34 kDa
Envio	Bolsa de gelo