


Ufd1L Rabbit Mab - Q92890

Número do item: CM0003826



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra UFD1L (fator de reconhecimento de ubiquitina no ERAD) validado para Western blot e ELISA em amostras humanas e de ratos. Ideal para estudar vias de ubiquitina-proteassoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UFD1L Rabbit mAb
Observações/Apelido	UFD1L
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7353
ID do Gene	7353
Imunogénio	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q92890
Peso Proteico	35kDa
Envio	Saco de gelo