

Ugt2B7 Coelho Pab - P16662

Número do item: CM0022216



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra UGT2B7. Validado em WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Tem como alvo os aminoácidos 25-351. Ideal para pesquisa de metabolismo de drogas e conjugação hormonal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UGT2B7 Coelho pAb
Observações/Apelido	UGT2B9; UDPGTH2; UDPGT2B7; UDPGTh-2; UDPGT 2B7; UDPGT 2B9; UGT2B7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7364
GeneID	7364
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-351 do UGT2B7 humano (NP_001065.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P16662
Peso Proteico	61kDa
Envio	Saco de gelo