

Anticorpo Policlonal De Coelho Ulbp2 Para Wb E Elisa - Q9Bzm5

Número do item: CM0025684



introdução

Anticorpo policlonal de coelho ULBP2 para Western blot e ELISA. Reconhece ULBP2/NKG2D ligand 2 humano, expresso em tecidos cancerígenos e fetais, mediando a ativação de células NK. Ideal para estudos de imunooncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ULBP2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	N2DL2, RAET1H, RAET1L, NKG2DL2, ALCAN-alfa, ULBP2
Espécie	Humano
ID do Gene	80328
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 100-200 do ULBP2 humano (NP_079493.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9BZM5
Peso Proteico	27kDa
Envio	Saco de Gelo