

Anticorpo Policlonal De Coelho Unc5C Para Wb E Elisa - O95185

Número do item: CM0013449

introdução

Anticorpo policlonal de coelho UNC5C de alta qualidade validado para WB e ELISA. Reage com UNC5C humano, de camundongo e de rato (103 kDa). Ideal para estudos de orientação de axônios e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UNC5C pAb de Coelho
Observações/Apelido	UNC5H3; UNC5C
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8633
GeneID	8633
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-360 do UNC5C humano (NP_003719.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95185
Peso Proteico	103kDa
Envio	Saco de gelo