

Upf1/Rent1 Pab De Coelho - Q92900

Número do item: CM0015188



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra UPF1/RENT1 humano, validado para WB, IF/ICC, IP e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Indicado para pesquisa de decaimento de mRNA mediado por códon sem sentido (NMD).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UPF1/RENT1 pAb de coelho
Observações/Alias	UTF; HUPF1; NORF1; RENT1; smg-2; pNORF1; UPF1/RENT1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5976
GeneID	5976
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 819-1118 da UPF1/RENT1 humana (NP_002902.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92900
Peso da Proteína	124 kDa
Transporte	Saco de gelo