


Anticorpo Monoclonal De Coelho Uqcrh Para Wb, Ihc-P, Elisa - P07919

Número do item: CM0010274



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado à UQCRH humana, uma subunidade do complexo III mitocondrial. Validado para WB, IHC-P e ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de doenças mitocondriais e bioenergética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho UQCRH
Observações/Apelido	QCR6; UQCR8; MC3DN11; UQCRH
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7388
GeneID	7388
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1-91 da UQCRH humana (P07919)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07919
Peso Proteico	11kDa
Envio	Em saco de gelo