

Mab De Coelho Anti-Uromodulina/Umod Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P07911

Número do item: CM0006981



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado à Uromodulina/UMOD humana (THP), validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com amostras humanas e de camundongo. Ideal para biologia renal, pesquisa de ITU e estudos de biomarcadores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-Uromodulina/UMOD
Observações/ Sinônimos	THP; FJHN; HNFJ; THGP; HNFJ1; MCKD2; ADTKD1; ADMCKD2; Uromodulina/UMOD
Espécie	Humana
GeneID (humano)	7369
GeneID	7369
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 175-324 da glicoproteína de Tamm-Horsfall humana (NP_003352.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	P07911
Peso da proteína	70 kDa/55 kDa/115 kDa
Envio	Bolsa de gelo