

Ush1C Coelho Pab - Ush1C

Número do item: CM0024824

introdução

Anticorpo policlonal que visa o USH1C de peixe-zebra, validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para humano, rato e camundongo. Adequado para pesquisas sobre a síndrome de Usher e neurociência sensorial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	USH1C Coelho pAb
Observações/Apelido	zgc:136806; USH1C
Espécie	Peixe-zebra
ID do Gene (Humano)	10083
ID do Gene	564412
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do USH1C de peixe-zebra (NP_001035018.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
Peso da Proteína	45kDa/58kDa/60kDa/62kDa/101kDa
Envio	Saco com gelo