

Anticorpo Monoclonal De Coelho Usp10 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14694

Número do item: CM0008843



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado a USP10 humana (Q14694). Validado para aplicações WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para estudo de vias de desubiquitinação, autofagia e resposta a danos no DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	USP10 Rabbit mAb
Observações/Alias	UBPO; UBP10; MGC2621; USP10
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	9100
ID do Gene	9100
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da USP10 humana (Q14694).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q14694
Peso da Proteína	87kDa
Envio	Bolsa de gelo