

Anticorpo Policlonar Usp10 De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14694

Número do item: CM0028047



introdução

Anticorpo policlonar de coelho direcionado à USP10 humana, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. USP10 é uma desubiquitinase que regula p53, autofagia, reciclagem de ribossomos e sinalização de NF-kB. Ideal para pesquisa em câncer e biologia celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	USP10 Rabbit pAb
Observações/Alias	UBPO; USP10
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9100
ID do Gene	9100
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 499-798 da USP10 humana (NP_005144.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q14694
Peso Molecular	87kDa
Envio	Bolsa de gelo