


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Usp39 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q53Gs9

Número do item: CM0006742



introdução

Valide a USP39 (Q53GS9) com este anticorpo monoclonal de coelho. Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; apresenta reatividade cruzada com amostras humanas, de camundongo e de rato. Tem como alvo uma desubiquitinase envolvida no splicing do pré-mRNA, no reparo do DNA, na resposta antiviral e na regulação de NF-κB.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	USP39 mAb de Coelho
Observações/Alíás	65K; SAD1; CGI-21; HSPC332; SNRNP65; USP39
Espécie	Humana
GeneID (humano)	10713
GeneID	10713
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 466-565 da USP39 humana (Q53GS9).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q53GS9
Peso da proteína	65 kDa
Envio	Bolsa de gelo