


Anticorpo Monoclonal De Coelho Contra Usp7/Hausp Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q93009

Número do item: CM0009663



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado contra USP7/HAUSP humano (Q93009). Validado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre a via de p53, reparo do DNA e desubiquitinação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra USP7/HAUSP
Observações/Apelido	TEF1; HAUSP; HAFOUS; DEL16P13.2; C16DELp13.2; USP7/HAUSP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7874
GeneID	7874
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-200 da USP7/HAUSP humana (Q93009))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q93009
Peso da proteína	128 kDa
Envio	Embalagem de gelo