


Usp7/Hausp Pab De Coelho - Q93009

Número do item: CM0016624



introdução

Anticorpo policlonal de coelho USP7/HAUSP para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reage com humano, rato, camundongo. Almeja a enzima de desubiquitinação USP7 na regulação do p53 e reparo de DNA. Ideal para pesquisa de degradação proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	USP7/HAUSP pAb de Coelho
Observações/Apelido	TEF1; HAUSP; HAFOUS; DEL16P13.2; C16DELP13.2; USP7/HAUSP
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7874
GeneID	7874
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 206-1102 do USP7/HAUSP humano (NP_003461.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q93009
Peso Proteico	128 kDa
Envio	Saco com gelo