


Anticorpo Monoclonal De Coelho Usp9X Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q93008

Número do item: CM0004842



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho USP9X validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com USP9X humano, de rato e de camundongo, uma desubiquitinase crucial para o turnover e sinalização proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho USP9X (mAb)
Observações/Apelido	FAF; FAM; hFAM; DFFRX; MRX99; XLID99; MRXS99F; USP9X
Espécie	Humano
ID do Gene	8239
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da USP9X humana (Q93008).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q93008
Peso Proteico	290kDa
Remessa	Saco de Gelo