


Anticorpo Policlonal De Coelho Uty Para Wb, Elisa - 014607

Número do item: CM0026026



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra UTY humano (histona desmetilase UTY), validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato, adequado para pesquisas de epigenética e cromossomo Y.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UTY Rabbit pAb
Observações/Apelido	UTY1; KDM6C; KDM6AL; UTY
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7404
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-70 da UTY humana (NP_009056.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O14607
Peso da Proteína	150kDa
Envio	Saco de gelo