

Pab De Coelho Contra B-Sinucleína Para Wb, Elisa - Q16143

Número do item: CM0017099

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra β -Sinucleína validado para WB e ELISA. Detecta β -sinucleína humana, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa sobre a doença de Alzheimer e outros distúrbios neurodegenerativos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho contra β -Sinucleína
Observações/Alias	SNCB; β -Sinucleína
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	6620
GeneID	6620
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-134 da β -Sinucleína humana (NP_001001502.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q16143
Peso Proteico	14kDa
Envio	Bolsa de gelo