

Anticorpo Policlonal De Coelho Contra Vamp2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P63027

Número do item: CM0012863



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra VAMP2 (sinaptobrevina-2), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reconhece VAMP2 humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudos sobre a liberação de neurotransmissores e a fusão de vesículas sinápticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra VAMP2
Observações/Alias	SYB2; VAMP-2; NEDHAHM; VAMP2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6844
ID do Gene	6844
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 de VAMP2 humano (NP_055047.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P63027
Peso da Proteína	13 kDa
Envio	Bolsa de gelo