

Vamp8 Mab De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bv40

Número do item: CM0012122



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-VAMP8 validado para WB, IHC-P, ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Indicado para o estudo de fusão de membranas mediada por SNARE, autofagia e exocitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VAMP8 mAb de coelho
Observações/Apelido	EDB; VAMP-8; VAMP8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8673
GeneID	8673
Imunógeno	Peptídeo Sintético Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 de VAMP8 humano (NP_003752.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BV40
Peso da Proteína	11kDa
Envio	Bolsa de gelo