

Vars Pab De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26640

Número do item: CM0025075

introdução

Anticorpo policlonal de alta qualidade contra VARS (Valil-tRNA sintetase) humana validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. 140 kDa. Ideal para pesquisa em tradução e neurobiologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VARs pAb de Coelho
Observações/Alias	G7A; VARS; VARS2; NDMSCA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7407
ID do Gene	7407
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 da VARS humana (NP_006286.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P26640
Peso da Proteína	140kDa
Envio	Saco de gelo