

Anticorpo Monoclonal De Coelho Contra Vcam1 Para Wb, Ihc-P E Elisa - P19320

Número do item: CM0007658



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra VCAM1 de alta qualidade, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reconhece a VCAM1 humana (P19320), com imunógeno derivado dos aminoácidos 25-698. Ideal para pesquisas sobre inflamação e vigilância imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra VCAM1
Observações/alias	CD106; INCAM-100; VCAM1
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	7412
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-698 da VCAM1 humana (NP_001069.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P19320
Peso da proteína	71KDa/74KDa/81KDa
Envio	Bolsa de gelo