


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Vcp Para Wb, Ihc-P, Elisa - P55072

Número do item: CM0026010



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à VCP (p97/TERA) para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage com VCP humano, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa em ERAD, autofagia e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-VCP
Observações/Apelido	p97, TERA, CDC48, FTDALS6, VCP
Espécie	Humano
GeneID	7415
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 460-770 da VCP humana (NP_009057.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P55072
Peso Proteico	89kDa
Envio	Em saco de gelo