


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Vegfc Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49767

Número do item: CM0017694



introdução

Anti-VEGFC pAb de coelho validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconhece VEGFC humano e de camundongo, um fator de crescimento angiogênico e linfangiogênico chave. Ideal para pesquisa em biologia vascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-VEGFC
Observações/Apelido	VRP, Flt4-L, LMPH1D, LMPHM4, VEGFC
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7424
ID do Gene	7424
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do VEGFC humano (NP_005420.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P49767
Peso Proteico	47kDa
Envio	Em saco de gelo