

Anticorpo Policlonal De Coelho Villin1 Para Wb, Elisa - P09327

Número do item: CM0027871



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra Villin-1 humano, validado para WB e ELISA. Detecta Villin-1 endógeno em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de células epiteliais e citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Villin1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	VIL; D2S1471; Villin1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7429
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-827 do Villin1 humano (NP_009058.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09327
Peso Proteico	93kDa
Envio	Saco de gelo