

Anticorpo Policlonal De Coelho Vimp Para Wb, Elisa - Q9Bqe4

Número do item: CM0014427



introdução

Anticorpo policlonal de coelho VIMP validado para WB e ELISA, reativo com humano, camundongo e rato. Tem como alvo a selenoproteína S envolvida na degradação associada ao retículo endoplasmático. Ideal para pesquisa sobre estresse do retículo endoplasmático.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VIMP Rabbit pAb
Observações/Apelido	SELS; VIMP; ADO15; SBB18; SEPS1; AD-015
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55829
GeneID	55829
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do VIMP humano (NP_982298.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BQE4
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Saco de gelo