


Anticorpo Policlonado De Coelho Contra Vinculina Para Wb, If/Icc, Elisa - P18206

Número do item: CM0017750



introdução

Anticorpo Policlonado (PAb) de Coelho contra Vinculina validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta vinculina humana, de camundongo e rato (~124 kDa). Adequado para estudos de adesão celular, citoesqueleto e mecanossensação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra Vinculina
Observações/Apelidos	MV; MVCL; CMD1W; CMH15; HEL114; Vinculina
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	7414
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 751-850 da Vinculina humana (NP_054706.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P18206
Peso da Proteína	124 kDa
Envio	Bolsa de gelo