


Anticorpo Policlonal De Coelho Vip Para Wb, Elisa - P01282

Número do item: CM0022524



introdução

Anticorpo policlonal de coelho VIP validado para Western blot (WB) e ELISA, adequado para amostras humanas, de camundongo e de rato. Visa o neuropeptídeo VIP envolvido na vasodilatação, neuroproteção e modulação imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VIP pAb Coelho
Observações/Apelido	PHM27; VIP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7432
GeneID	7432
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-169 do VIP humano (NP_919416.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01282
Peso da Proteína	19kDa
Envio	Saco de gelo