


Pab De Coelho Anti-Vista - Q9H7M9

Número do item: CM0015627



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra VISTA humano (B7H5, GI24) para aplicações de WB e ELISA. Adequado para pesquisas sobre ativação de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-VISTA
Observações/Designações alternativas	B7H5; GI24; B7-H5; Dies1; PD-1H; SISP1; VISTA; PP2135; C10orf54; DD1alpha
Espécie	Humana
ID do gene	64115
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 33-194 da VISTA humana (NP_071436.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q9H7M9
Peso da proteína	34 kDa
Envio	Saco de gelo