


Anticorpo Policlonal De Coelho Contra Vps37A Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nez2

Número do item: CM0015311



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra VPS37A, uma subunidade do complexo ESCRT-I. Validado para WB, IF/ICC e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. O imunógeno corresponde aos aminoácidos 224-397 da VPS37A humana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	VPS37A Rabbit pAb
Observações/Alias	HCRP1; PQBP2; SPG53; VPS37A
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	137492
ID do gene	137492
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 224-397 da VPS37A humana (NP_689628.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q8NEZ2
Peso da proteína	44 kDa
Envio	Em bolsa de gelo